


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Queratina 8 Humana Para Citometría De Flujo Intracelular - P05787

Número de artículo: CM0008285



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-queratina 8 (CK8) humana conjugado con para citometría de flujo intracelular. Detecta KRT8 humano, un marcador epitelial simple, ideal para investigación oncológica y de células epiteliales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal conejo anti-Queratina 8 Humana
Observaciones/Alias	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3856
GeneID	3856
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-483 de la Queratina 8 humana (NP_002264.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P05787
Peso Proteico	53kDa/56kDa
Envío	Bolsa de hielo