


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Dc-Signr/Cd299 Para Citometría De Flujo - Q9H2X3

Número de artículo: CM0012676



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con fluorescente dirigido contra DC-SIGNR (CD299) humano. Específico para aplicaciones de citometría de flujo (FC), reactivo con humano. Utilizado en investigación de adhesión viral y vigilancia inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-Humano DC-SIGNR/CD299
Observaciones/Alias	CD299; LSIGN; CD209L; L-SIGN; DCSIGNR; HP10347; DC-SIGN2; DC-SIGNR
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10332
GeneID	10332
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 71-399 del DC-SIGNR/CD299 humano (NP_055072.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9H2X3
Peso Proteico	24kDa-45kDa
Envío	Bolsa de hielo