


## Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Desmogleína 3/Pva Para Citometría De Flujo - P32926

Número de artículo: CM0010501



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra la Desmogleína 3/PVA humana (DSG3), validado para citometría de flujo. Se dirige al antígeno de pénfigo vulgar de 130 kDa, una cadherina desmosómica involucrada en la adhesión celular. Ideal para investigación en piel y mucosas.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | Anticuerpo Monoclonal Conejo anti-Humano Desmogleína 3/PVA                                                                                        |
| Observaciones/Alias           | PVA; ABOLM; CDHF6                                                                                                                                 |
| Especie                       | Humano                                                                                                                                            |
| ID Gen (Humano)               | 1830                                                                                                                                              |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-615 de la Desmogleína 3/PVA humana (NP_001935.2). |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                                            |
| Categoría                     | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                          |
| Aplicación                    | CF                                                                                                                                                |
| Reactividad Cruzada           | Humano                                                                                                                                            |
| SWISS                         | P32926                                                                                                                                            |
| Peso Molecular de la Proteína | 108kDa                                                                                                                                            |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                                    |