


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Desmogleína 3/Pva Humana Para Citometría De Flujo - P32926

Número de artículo: CM0004233



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con de alto rendimiento contra Desmogleína-3 humana (PVA/CDHF6). Validado para citometría de flujo; ideal para investigar la adhesión desmosómica, la biología de los queratinocitos y el pénfigo vulgar.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo anti-Desmogleína 3/PVA humana                                                                                                                             |
| Observaciones/Alias | PVA; ABOLM; CDHF6                                                                                                                                                       |
| Especie             | Humana                                                                                                                                                                  |
| ID del gen (Humano) | 1830                                                                                                                                                                    |
| ID del gen          | 1830                                                                                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-615 de la Desmogleína 3/PVA humana (NP_001935.2). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                                                |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                                                      |
| Reactividad cruzada | Humana                                                                                                                                                                  |
| SWISS               | P32926                                                                                                                                                                  |
| Peso de la proteína | 108kDa                                                                                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                                          |