

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dll4 Humano Para Citometría De Flujo - Q9Nr61

Número de artículo: CM0005925



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra DLL4 humano para citometría de flujo. Validado para muestras humanas, ideal para el estudio de la señalización Notch, la angiogénesis y la neurogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-DLL4 humano
Abreviaturas/Alias	AOS6; delta4; hdelta2; proteína similar a delta 4
Especie	Humano
ID genético (Humano)	54567
ID genético	54567
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-524 de la DLL4 humana (NP_061947.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9NR61
Peso de la proteína	75kDa
Envío	Bolsa de hielo