

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dnajb1/Hsp40 Humano Para Fc - P25685

Número de artículo: CM0012514



Introducción

Anticuerpo monoclonal de alta calidad dirigido contra DNAJB1/HSP40 humano, adecuado para citometría de flujo intracelular. Ideal para la investigación de la respuesta al choque térmico y la función de las chaperonas. Reactividad cruzada: Humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-DNAJB1/HSP40 humano
Observaciones/Alias	Hdj1; Sis1; HSPF1; Hsp40; RSPH16B
Especie	Humano
ID del gen (humano)	3337
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 241-340 de DNAJB1/HSP40 humano (NP_006136.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P25685
Peso molecular	27 kDa/38 kDa
Envío	Bolsas de hielo