

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dnajb1/Hsp40 Humano Para Citometría De Flujo - P25685

Número de artículo: CM0005936



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra DNAJB1/HSP40 humano, validado para citometría de flujo intracelular. Reacciona con muestras humanas; detecta isoformas de 27 y 38 kDa. Para uso en investigación sobre respuesta al estrés y estudios de chaperonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-DNAJB1/HSP40 humano
Observaciones/Alias	Hdj1; Sis1; HSPF1; Hsp40; RSPH16B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3337
GeneID	3337
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 241-340 del DNAJB1/HSP40 humano (NP_006136.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P25685
Peso proteico	27kDa/38kDa
Envío	Bolsa de hielo