

Mab De Conejo Anti-E-Cadherina/Cd324 Humana Para Fc - P12830

Número de artículo: CM0012553



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con ABflo 488 dirigido a la E-cadherina/CD324 humana, validado para citometría de flujo (FC). Ideal para el estudio de la adhesión de células epiteliales y la función de la cadherina-1. Reacción cruzada con humano. Peso molecular predicho de 90/97 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-E-cadherina/CD324 humana
Anotaciones/Alias	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324
Especie	Humana
GeneID (humano)	999
GeneID	999
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 155-707 de la E-cadherina/CD324 humana (NP_004351.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P12830
Peso molecular de la proteína	90 kDa/97 kDa
Envío	Bolsa de hielo