


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-E-Cadherina/Cd324 Humana Conjugado Con Para Citometría De Flujo (Fc) - P12830

Número de artículo: CM0010384



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la E-Cadherina/CD324 humana (SWISS: P12830). Validado para citometría de flujo (FC), respaldando la investigación en adhesión celular, transición epitelial-mesenquimatosa e invasión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-E-Cadherina/CD324 humana
Observaciones/Alias	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCD51; CD324
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	999
ID del Gen	999
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 155-707 del mAb de E-Cadherina/CD324 humana (NP_004351.1))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	P12830
Peso Molecular de la Proteína	97kDa
Envío	Bolsa de hielo