

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-E-Cadherina/Cd324 Humana Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P12830

Número de artículo: CM0009559



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la E-cadherina/CD324 humana, validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la adhesión de células epiteliales, la transición epitelial-mesenquimal (EMT), la invasión del cáncer y la clasificación celular mediada por cadherinas. Reactividad: humana; peso molecular: ~90-97 kDa.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo anti-E-Cadherina/CD324 humana                                                                                                       |
| Observaciones/Alias | UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324                                                                                                        |
| Especie             | Humana                                                                                                                                            |
| ID del gen          | 999                                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 155-707 de la E-Cadherina/CD324 humana (NP_004351.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                          |
| Aplicación          | CF (Citometría de Flujo)                                                                                                                          |
| Reactividad cruzada | Humana                                                                                                                                            |
| SWISS               | P12830                                                                                                                                            |
| Peso proteico       | 90kDa/97kDa                                                                                                                                       |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                    |