


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Egfr Humano Para Fc - P00533

Número de artículo: CM0012217



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-EGFR humano conjugado con , validado para citometría de flujo (FC). Adecuado para investigación sobre señalización de EGFR en cáncer, entrada viral y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal conejo anti-EGFR humano
Observaciones/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1956
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 335-525 del EGFR humano (NP_005219.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso Proteico	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Envío	Bolsa de hielo