

Mab Anti-Egfr Humano De Conejo Para Fc - P00533

Número de artículo: CM0008412



Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-EGFR humano de conejo validado para citometría de flujo en muestras humanas. Se dirige al dominio extracelular (aa 335-525), lo que permite estudios de señalización receptora y aplicaciones de investigación en oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-EGFR humano de conejo
Observaciones/Alias	ERBB; ERRP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1956
Inmunógeno	Proteína recombinante\Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 335-525 del EGFR humano (NP_005219.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso de la proteína	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Envío	Bolsa de hielo