


Mab De Conejo Anti-Egfr Humano Para If/Icc, Fc - P00533

Número de artículo: CM0010410



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado fluorescente de alta calidad contra EGFR humano. Validado para aplicaciones de inmunofluorescencia y citometría de flujo en investigación sobre cáncer y señalización celular. Adecuado para el abastecimiento de materia prima para IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-EGFR humano
Notas / Alias	EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; receptor del factor de crecimiento epidérmico
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1956
GeneID	1956
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 335-525 del EGFR humano (NP_005219.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso de la proteína	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Envío	Bolsa de hielo