


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Egfr Humano Para If/Icc, Fc - P00533

Número de artículo: CM0004740



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-EGFR humano conjugado con para inmunofluorescencia y citometría de flujo. Se dirige al dominio extracelular (aa 335-525) del receptor del factor de crecimiento epidérmico. Adecuado para muestras humanas; validado para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-EGFR humano
Observaciones/Alias	EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; receptor del factor de crecimiento epidérmico
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1956
GeneID	1956
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 335-525 del EGFR humano (NP_005219.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P00533
Peso de la proteína	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Envío	Bolsa de hielo