


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-ErbB3/Her3 Humano Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P21860

Número de artículo: CM0011109



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el ErbB3/HER3 humano (UniProt P21860). Validado para citometría de flujo (FC). Ideal para estudiar la expresión de ErbB3/HER3 y la señalización de neuregulina en muestras humanas epiteliales y de cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ErbB3/HER3 humano
Observaciones/Alias	ERBB3; ErbB-3; HER3; LCCS2; MDA-BF-1; c-erbB-3; c-erbB3; erbB3-S; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; erb-b2 receptor tirosina quinasa 3
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2065
ID del gen	2065
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-643 del ErbB3/HER3 humano (NP_001973.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P21860
Peso proteico	20kDa/36kDa/77kDa/141kDa/148kDa
Envío	Bolsa de hielo