


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-ErbB3/Her3 Humano Para Citometría De Flujo - P21860

Número de artículo: CM0012030



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con que detecta específicamente el receptor de tirosina quinasa ErbB3/HER3 humano. Diseñado para aplicaciones de citometría de flujo en muestras humanas, apoyando estudios oncológicos y de transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ErbB3/HER3 humano
Observaciones/Alias	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2065
GeneID	2065
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-643 de ErbB3/HER3 humano (NP_001973.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	Citometría de flujo (FC)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P21860
Peso proteico	148 kDa
Envío	Bolsa de hielo