

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Erg Humano Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P11308

Número de artículo: CM0010590



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra ERG humano (p55/erg-3). Específico para aplicaciones de citometría de flujo intracelular, validado en muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ERG humano
Observaciones/Alias	p55; erg-3
Especie	Humano
GeneID (humano)	2078
GeneID	2078
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de ERG humano (NP_891548.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF (intracelular)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P11308
Peso molecular de la proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo