

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Erg Humano Conjugado Con Para Citometría De Flujo Intracelular - P11308

Número de artículo: CM0008692



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra ERG humano (p55/erg-3). Diseñado para aplicaciones de citometría de flujo intracelular (FC intra). Reconoce ERG humano; peso molecular predicho 54kDa. UniProt: P11308.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ERG humano
Observaciones/Alias	p55; erg-3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2078
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de ERG humano (NP_891548.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P11308
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo