

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fap Humano Para Fc - Q12884

Número de artículo: CM0009346



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-FAP humano conjugado con para citometría de flujo. Detecta específicamente la proteína alfa de activación de fibroblastos (FAP α) en muestras humanas. Ideal para investigación sobre cáncer, fibrosis y remodelación tisular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-FAP humano
Observaciones/Alias	FAP; DPPIV; FAPA; FAPalpha; SIMP; prolil endopeptidasa FAP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2191
GeneID	2191
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-760 de la FAP humana (NP_004451.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q12884
Peso de la proteína	27 kDa/87 kDa
Envío	Bolsa de hielo