

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fatp1 Humano Para Citometría De Flujo - Q6Pcb7

Número de artículo: CM0004120

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra FATP1 humano (SLC27A1), validado para citometría de flujo intracelular. Adecuado para la investigación del transporte y metabolismo de ácidos grasos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-FATP1 humano
Observaciones/Alias	FATP; FATP1; ACSVL5; FATP-1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	376497
ID de gen	376497
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 510-646 del FATP1 humano (NP_940982.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q6PCB7
Peso proteico	52kDa/71kDa
Envío	Bolsa de hielo