

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fatp1 Humano Para Citometría De Flujo Intracelular - Q6Pcb7

Número de artículo: CM0012124

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra FATP1 humano (SLC27A1), validado para citometría de flujo intracelular. Útil para la investigación del transporte y el metabolismo de ácidos grasos de cadena larga. UniProt Q6PCB7.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-FATP1 humano
Observaciones/Alias	FATP; FATP1; ACSVL5; FATP-1
Especie	Humano
GeneID (humano)	376497
GeneID	376497
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 510-646 de FATP1 humano (NP_940982.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q6PCB7
Peso de la proteína	52 kDa/71 kDa
Envío	Bolsa de hielo