

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-FcεR1A Humano Para Citometría De Flujo - P12319

Número de artículo: CM0012614



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a FcεR1α humano (Fc-epsilon RI-alfa, FCER1A). Validado para aplicaciones de citometría de flujo (CF). Adecuado para investigación en alergología, inmunología e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-FcεR1α humano
Observaciones/Alias	FCE1A; FcERI; FCERIA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2205
GeneID	2205
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-205 de FcεR1α humano (NP_001992.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P12319
Peso de la proteína	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo