

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fgfr3 Humano Para Citometría De Flujo - P22607

Número de artículo: CM0004927



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra FGFR3 humano, validado para citometría de flujo. FGFR3 es un regulador clave de la diferenciación de condrocitos y el desarrollo esquelético. Ideal para análisis celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-FGFR3 humano
Observaciones/Alias	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSFGR3EX
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2261
GeneID	2261
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P22607
Peso molecular	88kDa
Envío	Bolsa de hielo