


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Flt3/Cd135 Humano Para Citometría De Flujo - P36888

Número de artículo: CM0012501



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Flt3/CD135 humano conjugado con , validado para citometría de flujo. Se dirige a la tirosina cinasa receptora FLT3, implicada en la diferenciación y supervivencia de las células hematopoyéticas. Adecuado para la investigación de células madre y leucemia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Flt3/CD135 humano
Observaciones/Sinónimos	FLT3; CD135; FLK-2; FLK2; STK1; tirosina cinasa 3 relacionada con fms
Especie	Humana
GeneID (humano)	2322
GeneID	2322
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-163 de Flt3/CD135 humano (NP_004110.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P36888
Peso de la proteína	108 kDa/112 kDa
Envío	Bolsa de hielo