


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Flt3/Cd135 Humano Para Citometría De Flujo - P36888

Número de artículo: CM0009648



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra Flt3/CD135 humano. Validado para citometría de flujo, este anticuerpo detecta la tirosina cinasa receptora de 108-112 kDa, esencial para estudios de células progenitoras hematopoyéticas y la investigación de la leucemia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Flt3/CD135 humano
Observaciones/Alias	FLT3; CD135; FLK-2; FLK2; STK1; tirosina cinasa 3 relacionada con fms
Especie	Humana
ID del gen (humano)	2322
ID del gen	2322
Inmunógeno	Proteína recombinante / proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-163 de Flt3/CD135 humano (NP_004110.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P36888
Peso de la proteína	108 kDa/112 kDa
Envío	Bolsita de hielo