


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Galectina 3 Humana Para Fc (Intra) - P17931

Número de artículo: CM0008049



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con específico para la Galectina-3 humana. Ideal para citometría de flujo intracelular. Detecta una proteína de 26 kDa. Reacciona de forma cruzada con muestras humanas. Apto para investigación en inmunología, cáncer e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Galectina 3 humana
Observaciones/Alias	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2
Especie	Humana
ID Gen (Humano)	3958
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de la Galectina 3 humana (NP_002297.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	P17931
Peso Molecular de la Proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo