


Conejo Anti-Humano Galectina 3 Anticuerpo Monoclonal Para Fc (Intra) - P17931

Número de artículo: CM0012190



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a la Galectina-3 humana (LGALS3) para citometría de flujo intracelular. Reconoce la Galectina-3 humana, ~26kDa. Adecuado para investigación en inmunología, inflamación y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano Galectina 3 mAb
Observaciones/Alias	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3958
GeneID	3958
Inmunógeno	Proteína recombinante de Galectina 3 humana
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P17931
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo