

Anticuerpo De Conejo Anti-Gata3 Humano Mab Para Citometría De Flujo - P23771

Número de artículo: CM0007890



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el factor de transcripción GATA3 humano para citometría de flujo intracelular. Validado para reactividad humana, 48 kDa. Ideal para estudios de células Th2 y activación de macrófagos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	anticuerpo de conejo anti-GATA3 humano mAb
Observaciones/alias	HDR; HDRS
Especie	Humano
GeneID (humano)	2625
GeneID	2625
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de GATA3 humano (NP_001002295.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intracelular)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P23771
Peso de la proteína	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo