

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gata3 Humano Conjugado Con Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P23771

Número de artículo: CM0012400



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el factor de transcripción GATA3 humano para citometría de flujo intracelular. Validado para muestras humanas, 48kDa. Adecuado para investigación de diferenciación de células T y Th2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-GATA3 humano
Observaciones/Alias	HDR; HDRS
Especie	Humano
ID del Gen	2625
Immunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de GATA3 humano (NP_001002295.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF (intra)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P23771
Peso Molecular de la Proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo