

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Glicano 3 Humano (Gpc3) Para Citometría De Flujo - P51654

Número de artículo: CM0009054



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Glicano 3 humano (GPC3) conjugado con , validado para citometría de flujo (CF) con reactividad humana. GPC3 es un proteoglicano de superficie celular implicado en las vías de señalización Wnt y Hedgehog, que se investiga frecuentemente en oncología y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Glicano 3 humano (GPC3)
Observaciones/Alias	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGBS; OCI-5; SGBS1; GTR2-2
Especie	Humano
ID del gen	2719
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P51654
Peso proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo