

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Gp6/Gpvi Para Citometría De Flujo - Q9Hcn6

Número de artículo: CM0008933



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con específico para la glicoproteína plaquetaria humana VI (GP6/GPVI), diseñado para citometría de flujo. Herramienta clave para investigar la activación plaquetaria inducida por colágeno, la trombosis y las vías de la hemostasia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-Humano GP6/GPVI
Observaciones/Alias	GPIV; GPVI; BDPLT11
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51206
GeneID	51206
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-267 de la GP6/GPVI humana (NP_057447.5).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9HCN6
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo