


## Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Gsk3B Para Citometría De Flujo - P49841

Número de artículo: CM0012809



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano GSK3 $\beta$  conjugado con , diseñado para la detección intracelular de GSK3 $\beta$  humano por citometría de flujo, una quinasa clave en la señalización Wnt, el metabolismo de la glucosa y la neurodegeneración.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano GSK3 $\beta$                                                                    |
| Observaciones/Alias | GSK3B                                                                                                                       |
| Especie             | Humano                                                                                                                      |
| GeneID (Humano)     | 2932                                                                                                                        |
| GeneID              | 2932                                                                                                                        |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 321-420 de GSK3 $\beta$ humano (NP_001139628.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                      |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                    |
| Aplicación          | CF (intra)                                                                                                                  |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                      |
| SWISS               | P49841                                                                                                                      |
| Peso proteico       | 47kDa                                                                                                                       |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                              |