

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Her2/ErbB2 Para Fc - P04626

Número de artículo: CM0006120



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra HER2/ErbB2 humano, validado para citometría de flujo (FC). Reconoce el dominio extracelular (aa 23-652) de esta tirosina quinasa receptora, un oncogén clave sobreexpresado en cáncer de mama y otros cánceres. Ideal para investigación en oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal conejo anti-Humano HER2/ErbB2
Observaciones/Alias	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2064
GeneID	2064
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-652 de HER2/ErbB2 humano (NP_004439.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P04626
Peso Molecular de la Proteína	138kDa
Envío	Bolsa de hielo