


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Her2/ErbB2 Humano Para Citometría De Flujo - P04626

Número de artículo: CM0012731



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra HER2/ErbB2 humano. Validado para citometría de flujo. Inmunógeno: dominio extracelular recombinante (aa 23-652). Uso en investigación de biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Rabbit anti-Human HER2/ErbB2
Observaciones/Alias	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2)
Especie	Humano
ID gen (Humano)	2064
ID gen	2064
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-652 de HER2/ErbB2 humano (NP_004439.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P04626
Peso de la proteína	138kDa
Envío	Bolsa de hielo