


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Her2/ErbB2 Humano Para Citometría De Flujo - P04626

Número de artículo: CM0004641



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-HER2/ErbB2 humano validado para citometría de flujo (CF). Dirigido al dominio extracelular (aa 23-652) del receptor tirosina quinasa HER2, una oncoproteína clave sobreexpresada en cáncer de mama y otros tipos de cáncer. Ideal para investigación en oncología.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo anti-HER2/ErbB2 humano                                                               |
| Observaciones/Alias | NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2) |
| Especie             | Humano                                                                                             |
| GeneID (Humano)     | 2064                                                                                               |
| GeneID              | 2064                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante                                                                              |
| Origen              | Conejo                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                           |
| Aplicación          | CF                                                                                                 |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                             |
| SWISS               | P04626                                                                                             |
| Peso de la proteína | 138kDa                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                     |