


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Icam-1/Cd54 Humano Para Citometría De Flujo - P05362

Número de artículo: CM0005769



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ICAM-1/CD54 humano conjugado con (clon no especificado) validado para citometría de flujo (FC). Detecta ICAM-1 humano, una molécula de adhesión celular y receptor del rinovirus, con un peso molecular predicho de 58 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ICAM-1/CD54 humano
Observaciones/Alias	BB2; CD54; P3.58
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	3383
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-480 del ICAM-1/CD54 humano (NP_000192.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P05362
Peso proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo