


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Icam2/Cd102 Para Fc - P13598

Número de artículo: CM0005215



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano ICAM2/CD102 conjugado con para citometría de flujo. Inmunógeno recombinante (aa 25-223). Validado para muestras humanas. Ideal para estudios de adhesión y migración de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	anticuerpo monoclonal de conejo anti-Humano ICAM2/CD102
Observaciones/Alias	CD102
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3384
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-223 de ICAM2/CD102 humano (NP_000864.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P13598
Peso proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo