


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Icam2/Cd102 Para Fc - P13598

Número de artículo: CM0007992



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra ICAM2/CD102 humano, validado para citometría de flujo. Adecuado para el estudio de la adhesión de leucocitos, la vigilancia inmunitaria y la migración celular. Específico para ICAM2 humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Humano ICAM2/CD102
Observaciones/Alias	ICAM2; CD102; molécula de adhesión intercelular 2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	3384
ID de gen	3384
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-223 de ICAM2/CD102 humano (NP_000864.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P13598
Peso proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo