


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano Icam2/Cd102 Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P13598

Número de artículo: CM0004209



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la proteína humana ICAM2/CD102 (SWISS: P13598). Validado para citometría de flujo, adecuado para investigación de adhesión leucocitaria y migración de células endoteliales.

[Aprende más](#)

-	-
Nombre del producto	mAb de conejo anti-humano ICAM2/CD102 conjugado con
Observaciones/Alias	CD102
Especie	Humano
GeneID (humano)	3384
GeneID	3384
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-223 de la proteína humana ICAM2/CD102 (NP_000864.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF (Citometría de Flujo)
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P13598
Peso molecular de la proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo