


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano Ido1 Para Citometría De Flujo - P14902

Número de artículo: CM0012343



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra IDO1 humano (Indoleamina 2,3-dioxigenasa 1) para citometría de flujo intracelular. Específico para muestras humanas, 45 kDa, UniProt P14902.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal conejo anti-humano IDO1
Observaciones/Alias	IDO; INDO; IDO-1
Especie	Humano
GeneID	3620
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-403 de IDO1 humano (NP_002155.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF (intra)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P14902
Peso Molecular de la Proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo