


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Receptor 2 De Ifn-Alfa/Beta Humano Para Citometría De Flujo - P48551

Número de artículo: CM0010881



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el receptor 2 de interferón alfa/beta humano (IFNAR2, P48551), validado para citometría de flujo (FC). Ideal para detectar la expresión del receptor de IFN tipo I en células humanas. Solo para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-Receptor 2 de IFN-alfa/beta Humano
Observaciones/Alias	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alpha-REC; IFNAR2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3455
ID del Gen	3455
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P48551
Peso Proteico	58kDa/37kDa/27kDa
Envío	Bolsa de hielo