

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ifn-Alfa/Beta R2 Humano Para Citometría De Flujo - P48551

Número de artículo: CM0009622



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra IFN-alfa/beta R2 humano (IFNAR2) para citometría de flujo. Ideal para el estudio de la señalización por interferones de tipo I, la vía JAK-STAT y la respuesta inmune. Reactividad cruzada con humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IFN-alfa/beta R2 humano
Observaciones/Alias	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alpha-REC; IFNAR2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3455
GeneID	3455
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P48551
Peso de la proteína	58kDa/37kDa/27kDa
Envío	Bolsa de hielo