


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ifn-Gamma Humano Para Fc (Intra) - P01579

Número de artículo: CM0008713



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra el interferón gamma humano (IFN- $\gamma$ ), conjugado con , validado para citometría de flujo intracelular (FC intra). Ideal para investigación de respuesta inmune e inmunoterapia contra el cáncer.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Anticuerpo monoclonal de conejo anti-IFN-gamma humano                                                                                                         |
| Observaciones/Alias | IFG; IFI; IMD69                                                                                                                                               |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                        |
| GeneID (Humano)     | 3458                                                                                                                                                          |
| GeneID              | 3458                                                                                                                                                          |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-166 del IFN-gamma humano (NP_000610.2). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                                        |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                                      |
| Aplicación          | FC (intra)                                                                                                                                                    |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                                                        |
| SWISS               | P01579                                                                                                                                                        |
| Peso Proteico       | 19 kDa                                                                                                                                                        |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                                |