

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ifn-Gamma Humano Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P01579

Número de artículo: CM0010770



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el IFN-gamma humano, validado para citometría de flujo intracelular. Adecuado para el estudio de las respuestas inmunitarias Th1, la señalización de citocinas y la inmunidad antitumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	anticuerpo monoclonal de conejo anti-IFN-gamma humano
Observaciones/alias	IFG; IFI; IMD69
Especie	Humana
GeneID	3458 (humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-166 del IFN-gamma humano (NP_000610.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF (intracelular)
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P01579
Peso de la proteína	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo