


Mab De Conejo Anti-Cadena Ligera K De Ig Humana Para Fc - P01834

Número de artículo: CM0005680



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-cadena ligera κ de Ig humana conjugado con para citometría de flujo (FC). Se dirige a la región constante (P01834, ~12 kDa). Herramienta fiable para investigación en inmunología de células B, perfilado de anticuerpos e inmunidad humoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-cadena ligera κ de Ig humana
Notas/Alias	Km; HCAK1; IGKCD
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	3514
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-107 de la cadena ligera κ de Ig humana (P01834)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P01834
Peso de la proteína	12 kDa
Envío	Bolsa de hielo