


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cadena Ligera K De Ig Humana Mab - P01834

Número de artículo: CM0004946



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a la región constante de la cadena ligera κ de Ig humana (IGKC), validado para citometría de flujo. Adecuado para investigación de células B e inmunoglobulinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Cadena ligera κ de Ig humana mAb
Observaciones/Alias	IGKC, HCAK1, IGKCD, Km
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3514
ID de Gen	3514
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-107 de la cadena ligera κ de Ig humana (P01834)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P01834
Peso Molecular de la Proteína	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo