


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cadena Ligera Ig K Humana Para Fc - P01834

Número de artículo: CM0011497



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a la región constante de la cadena ligera kappa de inmunoglobulina humana (IGKC). Validado para citometría de flujo en muestras humanas. Ideal para la investigación de células B e inmunoglobulinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-cadena ligera Ig κ humana mAb
Observaciones/Alias	IGKC, HCAK1, IGKCD, Km
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3514
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-107 de la cadena ligera Ig κ humana (P01834)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P01834
Peso proteico	11KDa
Envío	Bolsa de hielo