


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cadena Ligera Ig K Humana Para Fc - P01834

Número de artículo: CM0009302



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra la región constante de la cadena ligera Ig κ humana (IGKC) para citometría de flujo. Específico para humano, ~11 kDa, validado en FC. Materia prima IVD para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-cadena ligera Ig κ humana
Observaciones/Alias	IGKC, HCAK1, IGKCD, Km
Especie	Humano
GeneID (humano)	3514
GeneID	3514
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-107 de la cadena ligera Ig κ humana (P01834)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P01834
Peso de la proteína	11 kDa
Envío	Bolsa de hielo