


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cadena Ligera K De Ig Humana Para Citometría De Flujo - P01834

Número de artículo: CM0012602



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a la región constante de la cadena ligera kappa de inmunoglobulina humana (P01834). Validado para aplicaciones de citometría de flujo (CF).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-cadena ligera k de Ig humana
Observaciones/Alias	Km; HCAK1; IGKCD
Especie	Humana
GeneID (humana)	3514
GeneID	3514
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-107 de la cadena ligera κ de Ig humana (P01834).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P01834
Peso molecular de la proteína	12 kDa
Envío	Bolsa de hielo