


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IgA1 Humana Para Fc - P01876

Número de artículo: CM0011025



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la región constante de IgA1 humana. Validado para citometría de flujo (FC). Reconoce IgA1 humana. Adecuado para la detección de células positivas para IgA1 en investigaciones de inmunidad mucosal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IgA1 humana
Observaciones/Alias	IgA1
Especie	Humana
GeneID (humano)	3493
GeneID	3493
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 99-353 de IgA1 humana.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P01876
Peso de la proteína	38kDa/42KDa
Envío	Bolsa de hielo